

LA SÉRIE TRILLIUM

La série d'ambulateurs Trillium est la plus confortable sur le marché.

Les ambulateurs Trillium sont équipés d'un système de freins innovateur sans câbles facilitant l'ajustement et l'entretien. Avec un coussin matelassé et une large courroie arrière, le Trillium impressionne avec son confort hors pair et son style inégalé.

PROPRIÉTÉS.

Siège 1.5" matelassé et rembourré pour confort maximum / coussin amovible

Système de freinage Sans-câble/ facile à ajuster et entretenir

Panier rétractable Pliant & amovible

Roues Pneus 8" EVA légers

Courroie arrière Extra large pour confort maximum

***Couleurs** Noir Carbonne, Rose, Bleu



CARACTÉRISTIQUES.

Régulier

14 lbs
18" Largeur du siège
21" Hauteur du siège
26" Largeur x 25.5" Hauteur
31.5" – 34.5" Hauteur totale
300 lbs Poids maximum

Grand

14 lbs
18" Largeur du siège
24" Hauteur du siège
26" Largeur x 25.5" Hauteur
34.5" – 37.5" Hauteur totale
350 lbs Poids maximum

Mini

14 lbs
18" Largeur du siège
18" Hauteur du siège
26" Largeur x 25.5" Hauteur
29" – 32" Hauteur totale
300 lbs Poids maximum



Codes de commande

WIR63B Trillium Regular-Carbon Black
WIR64B Trillium Regular-Chinatown Blue
WIR65B Trillium Regular-Pink
WIT63B Trillium Tall-Carbon Black
WIT64B Trillium Tall-Chinatown Blue

WIT65B Trillium Tall-Pink
WIM63B Trillium Mini-Carbon Black
WIM64B Trillium Mini-Chinatown Blue
WIM65B Trillium Mini-Pink

ACCESSOIRES OPTIONNELS.

- B35XP Porte-gobelet
- B131R Monte-trottoir
- B14IR Freins De Ralentissement
- B21IR Porte-canne
- B38XRPH4 Support pour téléphone sans-fil (4.7")
- B38XRPH5 Support pour téléphone sans-fil (5.5")



EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.
2530 Davies Avenue,
Port Coquitlam, BC V3C2J9

tf +1 800.556.2558
info@evolution.ca

EVOLUTION TECHNOLOGIES USA INC.
2657 Delta Ring Road
Ferndale WA 98248

tf +1 800.839.2558
info@evolutionwalker.com

www.evolutionwalker.com
Rev3.7F_20180418_SL