



Fiche technique

Matelas : F350AB-00000

Informations générales		
Nom du fabricant	Confort Excelflex Inc. / FlexiTec	
Format	35x80x8 po / 39x75x8 po / 39x80x8 po / 48x80x8 po / 54x75x8 po / 54x80x8 po / 60x80x8 po	
Poids maximum du client	350 livres (159 kg)	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans sur la mousse. Garantie complète pour les deux premières années dans des conditions d'utilisation normale. Après la deuxième année, des frais de 1/60 du prix d'achat multipliés par le nombre de mois de possession. Garantie limitée de un an sur la housse selon les termes du fabricant du matériel. Les frais de transport ne font pas partie de la garantie.	
Composition de la mousse		
Partie supérieure	Mousse de polyuréthane viscoélastique hybride N3016 2 po	
	Densité: 3,00 lbs. / pi³	ILD@ 25 %: 14,00 lbs.
Partie centrale	Mousse de polyuréthane A1927 2 po	
	Densité: 1,90 lbs. / pi³	ILD @ 25 %: 27,00 lbs.
Partie Inférieure	Mousse de polyuréthane de haute densité A2535 4 po	
	Densité: 2,50 lbs. / pi³	ILD@ 25 %: 35,00 lbs.
Bordures des deux côtés	Mousse de polyuréthane A1975 3 po x 6 po	
	Densité: 1,90 lbs. / pi³	ILD @ 25 %: 75,00 lbs.
Ininflammabilité	Les mousses utilisées dans la fabrication de nos matelas ont toutes passées avec succès le test Cal. tech. # 117 -2013. Un tricot de coton Modacrylique Nomex Ignifuge recouvre toutes nos mousses. Il répond aux normes CAN/ULC S-137 et 16 CFR Part 1633 (US).	
Composition de la housse		
Partie supérieure	Recovery 5, tissu en polyuréthane et nylon spécialement conçu pour applications médicales. Le tissu est extensible en tous les sens pour une meilleure répartition de la pression et une réduction du cisaillement. Le tissu est antibactérien, non-allergique, imperméable aux liquides mais perméable à la vapeur d'eau. De plus il est résistant aux taches et a passé les tests d'ininflammabilité CAL 117 et FF4-72/16CFR.	
Partie inférieure	Les deux extrémités sont en Duratex 92, tissu en polyester Navy spécialement conçu pour applications médicales. Le tissu est antibactérien, antifongique et imperméable. De plus il a passé les tests d'ininflammabilité NFPA 701, CA TB 117, CAN / CGSB 4,162-M. Le centre est en Grip X-S noir, vinyle antidérapant en grain de galets. Tests d'ininflammabilité CA TB 117.	
Fermeture éclair	Protégée avec euréthane, située à la tête, sur un coté et au pieds du matelas. Les coutures sont pliées en double afin d'éviter toute infiltration. Aussi munies de quatre poignées renforcées.	
Entretien	Laver avec un savon doux ou un désinfectant doux.	

Confort Excelflex Inc. / FlexiTec
5470, rue Martineau
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1T8

T: (855) 792-3798
F: (866) 587-7812
commandes@flexitec.ca