



Batterie Molift Mover 205

La batterie Molift Power Pac est NiMH 14,4 V - 2,2 Ah et convient aux Molift 205 et 2+ ainsi qu'aux Molift Smart 150 et Molift Mover 180.

C'est la batterie de levage la plus légère et la plus puissante du marché. Pesant à peine 1 kg, ce système permet de soulever une personne de plus de 20 kg du sol et de l'installer dans son fauteuil, plus de 10 fois entre deux charges.



Variantes

	Numéro d'article	Pile	Compatible avec
Chargeur de batterie Molift	1340100	-	Charge les batteries NiMH avec les numéros d'article 0541000 (14,4V) et 1341000 (26,4V)
Batterie Molift	0541000	NiMH 14,4 V - 2,6 Ah	Molift Quick Raiser 1 & 2, Molift Smart 150, Molift Mover 180
Batterie Molift	1341000	NiMH 26,4 V - 2,6 Ah	Molift Mover 205/300, Partenaire Molift 255