



La conception du déambulateur ultra-léger **STELLA** comprend des fonctionnalités qui permettent d'aider les personnes à mobilité réduite dans leurs déplacements quotidiens.

Construit sur un cadre en aluminium, le **STELLA** ne pèse que 6,6 kg* (14.5 lb) dans sa configuration standard. La courroie dorsale surdimensionnée offre un confort et une stabilité accrus en position assise.

*Sans l'équipement en option

Choix de couleurs :



Fonctionnalités incluses :

- Siège renforcé
- Roues en uréthane à surface lisse de 205 mm (8 po)
- Système de verrouillage une fois plié
- Câble de freins plus résistants (25% plus épais)
- Seulement 6,6 kg (14.5 lb)
- Courroie dorsale surdimensionnée et ajustable en hauteur
- Poignées ajustables en hauteur avec système à déclenchement rapide
- Leviers à seuil de chaque côté

Équipement en option :

- Porte-gobelet
- Porte-canne (incompatible avec les appuis-bras)
- Appuis-bras (paire : 0,86 kg/1.9 lb)
- Appuis-pieds (paire : 1,27 kg/2.8 lb)
- Freins de ralentissement (paire : 0,5 kg/1.1 lb)
- Sac de rangement amovible
- Sac de transport



Freins de ralentissement



Sac de transport

MODÈLE	HAUTEUR D'ASSISE	HAUTEUR DES POIGNÉES	LARGEUR DE L'ASSISE	LONGUEUR DES APPUIS-PIEDS	LARGEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT	CAPACITÉ DE POIDS
STELLA 18	455 mm (18 po)	750 mm - 850 mm (29.5 po - 33.5 po)	445 mm (17.5 po)	380 mm - 445 mm (15 po - 17.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA 20	510 mm (20 po)	775 mm - 875 mm (30.5 po - 34.5 po)	445 mm (17.5 po)	430 mm - 495 mm (17 po - 19.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA 23	585 mm (23 po)	850 mm - 950 mm (33.5 po - 37.5 po)	445 mm (17.5 po)	510 mm - 570 mm (20 po - 22.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA HD	510 mm (20 po)	775 mm - 870 mm (30.5 po - 34.25 po)	495 mm (19.5 po)	430 mm - 495 mm (17 po - 19.5 po)	660 mm (26 po)	725 mm (28.5 po)	182 kg (400 lb)

NOTE - Certaines mesures métriques ont été arrondies au multiple de 5 millimètres le plus près.

GARANTIE LIMITÉE

À vie : châssis et croisillons | 5 ans : poignées de frein | 1 an : tous les autres composants

Exclusions : les pièces sujettes à l'usure ou à une mauvaise utilisation telles que les tissus, les poignées et les roues.

FL | PD-A20608 | 1000098 | Rev.06