

Canne à prise confortable

HCPCS:

- Fabriqué avec un tube en aluminium extrudé robuste
- Livré en standard avec une dragonne haut de gamme
- Réglage de la hauteur facile à utiliser, à un bouton avec anneau de verrouillage L'anneau de verrouillage empêche le cliquetis
- Disponible en six motifs et couleurs élégants et amusants : ancres, patriotique, citrons, or rose, vert forêt et graphite
- La hauteur de la poignée s'ajuste de 30" à 39 "
- Capacité de poids 300 lb.
- Env. hauteur de l'utilisateur 5'-6'5"

PRODUCTS	Description
RTL10336AN	Canne T-Poignée Erg, Ancre 1/ea,6/cv
RTL10336FG	Canne T-Poignée Erg, Vert 1/ea,6/cv
RTL10336GR	Canne T-Poignée Erg, Graphite 1/ea,6/cv
RTL10336LM	Canne T-Poignée Erg, Citrons 1/ch,6/cv
RTL10336MA	Canne, Poignée en T Erg, Marbre. 1/EA, 6/CV
RTL10336PA	Canne Poignée en T Erg, Patriotique 1/ea,6/cv
RTL10336RG	Canne Poignée en T Erg, Rose Golds 1/ch, 6/cv
RTL10336SF	Canne, Poignée en T Erg, Ressort. 1/EA, 6/CV
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée